

	EN	ES	IT	NL	DA	NO	AR
	FR	DE	PT	EL	FI	SV	RU
CS	HU	LV	PL	BG	SL	KO	TH
ET	LT	MT	RO	SK	TR	MS	ZH

**CE&DI**



**Europe**

Ansell Healthcare Europe NV  
 Blvd International, 55  
 1070 Brussels, Belgium  
 ☎ +32 2 528 74 00 📠 +32 2 528 74 01  
[www.anselleurope.com](http://www.anselleurope.com)

**United States**

Ansell Healthcare  
 200 Schulz Drive, Red Bank NJ 07701  
 ☎ +1 800 800 0444 📠 +1 800 800 0445  
[www.ansellpro.com](http://www.ansellpro.com)

**Japan**

Ansell Japan Ltd.  
 Tokyo, Japan  
 ☎ +81 3 5805 3781

**Malaysia**

Ansell Services (Asia) Sdn Bhd  
 ☎ +60 3 5541 9797

**Canada**

105 Lauder Street, Cowansville J2K 2K8  
 ☎ +1 800 363 8340

**Australia**

Ansell Limited  
 Level 3, 678 Victoria Street,  
 Richmond, Vic, 3121  
 ☎ +61 1800 337 041 📠 +61 1800 803 578  
[www.ansellasiapacific.com](http://www.ansellasiapacific.com)

**Ansell**

## ANSELL ATILABİLİR VE KRİTİK ÇEVRE ELDİVENLERİ

### A. Kullanım

Bu talimatlar her bir ambalaj paketinin üzerinde veya içinde verilen özel bilgilerle birlikte kullanılmalıdır.

Bu eldivenler bir kez kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve düzenli olarak atılmaları gerekmektedir.







Eldivenler sıvı geçirmez olduklarından belirli kimyasal maddelerin sıçramalarından korunmada kullanılabilir.

Bu eldivenler, Avrupa Yönergesi 89/686/EEC ve bu yönergeye yapılan değişikliklerle uyumludur ve bu yönergeye göre işaretlenmiştir. Uygun Avrupa Standartlarıyla da ayrıca uyumludur.

Ayrıca gıda maddeleriyle teması gösteren simgeye sahip olan eldivenler 1935/2004 ve 2023/2006 sayılı Avrupa Yönetmeliklerine uygun olduğu gibi Gıda ile temas eden maddeleri konu alan tüm Ulusal Yönetmelikleri de karşılar.

Lütfen eldivenlerin sadece tasarım amacına göre kullanıldığından emin olun.

Piktogramların açıklaması:

 <p>A B C D EN 388: 2003 Mekanik tehlikelere karşı koruma</p>	<p>A: Sürtünme direnci B: Kesilme direnci C: Yırtılma direnci D: Delinme direnci</p>	 <p>A B C D E F G H I J K L EN 374: 2003 Kimyasal penetrasyon süresi &gt; 30 dakika olan maddeler:</p>	<p>A = metanol B = aseton C = asetoanitril D = diklorometan E = karbon disülfür F = toluen G = dietilamin H = tetrahidrofur I = etil asetat J = n-heptan K = sodyum hidroksit, 40% L = sülfürik asit, 96%</p>
 <p>EN 374: 2003 Mikroorganizmalara karşı koruma (AQL ≤ 1.5)</p>	 <p>EN 374: 2003 Sıvı sızdırmaz eldivenler. Kimyasal direnç verileri istek üzerine verilir.</p>	 <p>EN 421 Radyoaktif bulaşmasına karşı koruma</p>	 <p>Gıda maddeleriyle teması uygundur</p>

**Dikkat!** Piktogramlarda verilen bilgiler veya kimyasal dayanıklılık süreleri laboratuvar testlerinin sonuçlarına dayandığından sadece tavsiye vermek için kullanılabilir, bu bilgiler işyerindeki gerçek süreyi yansıtmazlar.

EC-Türü inceleme sertifikası, adresi Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde olan Centexbel Belgium (I.D. 0493)'den alınmıştır.

Eldivenin performansı konusunda daha fazla bilgi veya Uyumluluk Beyanatının bir kopyasını almak isterseniz, lütfen Ansell'e danışın.

### B. Kullanmadan önce yapılacaklar

1. Eldivenleri kullanmadan önce kusurlu olup olmadıklarını anlamak için kontrol edin. Eldivenler kullanırken yırtılırsa veya delinirse hemen atın. Şüpheniz varsa eldivenleri kullanmayın ve yeni bir tane alın.
2. Eldivenler kimyasal maddelere karşı kullanılırsa, kimyasal maddelerin zararlı oldukları düşünülse bile cilde temas etmemeleri önemlidir. Bu yüzden koruma endeksi 6 veya çözülme direnci mükemmel olan eldivenleri kullanın. Eldivenler, diğer tüm durumlarda sıçramalara karşı korunmada veya sadece kısa temaslarda kullanılmalıdır. Kimyasal maddelerin bilekikten girmediğinden emin olun. Kimyasal uygunluk konularında daha fazla bilgi için lütfen Ansell Teknik departmanına başvurun.
3. İçi kirli olan eldivenleri kullanmayın – cildinizi tahriş ederek dermatitis veya daha ciddi bir soruna sebep olabilirler.
4. Kirlenen eldivenleri çıkarmadan önce temizlemeli veya yıkamalısınız.
5. Eldivenler, termal koruma gerektiren uygulamalarda kullanılmamalıdır.
6. Eldiven uzunluğu 260 mm'nin altında olan atılabilir eldiven türünün versiyonları, kimyasal maddeleri kullanırken eli SADECE kimyasal maddelerin sıçramalarından koruduğundan, 'Özel Amaçlı eldivenler için uygundur'. Manşet kısmında koruma gerekmesi halinde eldiveni kullanmayınız.
7. Eldivenler iyonlaşan radyasyona karşı veya bunları içeren kaplarla temasta kullanılmamalıdır.
8. Gıda maddeleriyle teması uygun olan tüm eldivenler her tür gıda maddelerine karşı kullanılamaz. Bazı eldivenler bazı gıda maddelerine karşı daha yüksek migrasyon gösterebilir. Hangi kısıtlamaların olduğunu ve eldivenlerin hangi özel gıda maddelerine karşı kullanılabileceğini öğrenmek için lütfen Ansell teknik departmanına başvurunuz veya Ansell Gıda Uygunluğu beyanını inceleyiniz.
9. Eldivenlerde işaretler varsa, baskılı yüzeyleri gıdayla temas etmemelidir.

### C. İçindekiler / Tehlikeli malzemeler

Bazı eldivenler, hassas kişilerde tahrişe ve/veya alerjik reaksiyonlara sebep olabilecek, alerjilere sebep oldukları bilinen maddeleri içeren malzemelerden yapılmış olabilir. Alerjik reaksiyon görüldüğünde, derhal bir doktora başvurun.

Daha fazla bilgi için lütfen Ansell'in Teknik departmanına başvurun.

### D. Bakım talimatları

**Saklama:** Direkt güneş ışığından uzak tutun; serin ve kuru bir yerde saklayın.  
Ozon kaynaklarından veya açık ateşten uzak tutun.

**Temizleme:** Eldivenlerin tasarımı yıkanmalarına uygun değildir.

### E. Atım

Kullanılmış eldivenler bulaşıcı veya diğer tehlikeli maddelerle kirlenmiş olabilirler.

Yerel Yetkili Yönetmeliklere göre atımlarını yapınız. Dikkat ederek toprağa gömün veya yakın.